




# FLEX™

## Instructions for Use Mode d'emploi Instrucciones de uso



### To Assemble:

1. Remove the FLEX CPAP Tubing Hanger from its pouch.
2. Unfold each section of the FLEX and connect each adjoining piece so that all pieces are secure when completed.
3. Insert the base of the FLEX between your mattress and box spring or bedframe at the desired area of your bed.
4. Insert your CPAP hose through the coiled loop at the top of the FLEX arm. To adjust the tension of the loop, hold the plastic toggle and then pull gently on the lower end of the coil.

### Assembler:

1. Retirez le support pour tubulure FLEX CPAP de sa pochette.
2. Dépliez chaque section du FLEX et connectez chaque pièce adjacente de sorte que toutes les pièces soient sécurisées une fois terminé.
3. Insérez la base du FLEX entre votre matelas et le sommier ou le cadre de lit à la zone souhaitée de votre lit.
4. Insérez votre tubulure CPAP à travers la boucle enroulée en haut du bras FLEX. Pour régler la tension de la boucle, tenez l'attache en plastique, puis tirez doucement sur l'extrémité inférieure de la boucle.

### Armar:

1. Saque el levantador de tubo FLEX CPAP de su bolsa.
2. Despliegue cada sección del FLEX y conecte cada pieza contigua para que todas las piezas estén seguras cuando estén terminadas.
3. Inserte la base del FLEX entre su colchón y el somier o el marco de la cama en el área deseada de su cama.
4. Inserte su tubo CPAP a través del lazo enrollado en la parte superior del brazo FLEX. Para ajustar la tensión del bucle, sostenga el ajustador de plástico y luego tire suavemente del extremo inferior de la bobina.



**JACK Instructions**  
**Instructions du JACK**  
**Instrucciones para el JACK**

**JACK™**

- 1 Remove protective film from suction cup. Do not touch the adhesive surface with your fingers in order to promote stability of the product. Bend all edges of the suction cup. Should be washed if repositioned.

Retirer la pellicule protectrice de la ventouse. Ne pas toucher la surface collante avec les doigts pour assurer l'adhérence du produit. Plier les bords de la ventouse. Devrait être lavé entre repositionnement.

Retire la película protectora de la ventosa. No toque la superficie adhesiva con los dedos para promover la estabilidad del producto. Doblar los bordes de la ventosa. Debería ser lavado al reposicionarlo.



- 2 Press the suction cup firmly against a clean, dry and smooth surface. Appuyer fermement la ventouse contre une surface propre, sec et lisse. Presione firmemente la ventosa contra una superficie limpia y lisa.



- 3 Cover with the plastic cap (\*optional). Couvrir avec le capuchon de plastique (\*optionnel). Cubrir con la tapa de plástico (\*opcional).

- 4 Screw knob until it comes in contact with the plastic cap. Do not overtighten. Visser la molette jusqu'à ce qu'elle touche le capuchon en plastique. Ne pas trop serrer.

Atornille la perilla hasta que sienta una resistencia. No lo apriete demasiado

- 5 Test the suction cup and make sure it is stable with a mask and/or tube. Valider la stabilité de la ventouse avec un masque et/ou une tubulure avant l'utilisation. Pruebe la ventosa y asegúrese de que esté estable con una mascarilla y/o un tubo.



- 6 Use a plastic card to easily remove from surface. Utilisez une carte en plastique pour la retirer facilement de la surface. Use una tarjeta de plástico para retirarla fácilmente de la superficie.



- \* If the Jack is used with a delicate or painted surface DO NOT USE plastic cap.
- \* Si le Jack est utilisé avec une surface délicate ou peinte, NE PAS utiliser de capuchon en plastique.
- \* Si el Jack se usa con una superficie delicada o pintada, NO use la tapa de plástico.

**JACK Instructions**  
**Instructions du JACK**  
**Instrucciones para el JACK**

**JACK™**

If Jack does not stick properly anymore, follow these steps:

1. Wash the suction cup in water with mild liquid soap and rinse under running water.
2. Leave the suction cup to air dry or use a hair dryer.
3. Once completely dry, Jack is now ready to be used again!

The support provided applies to suction cups installed under ideal conditions and should be used in a responsible and reasonable way. The suction capacity varies from surface to surface. KEGO Corporation is not responsible for any damage resulting from use or misuse of the product. Do not overload or over-pull. Do not use as a grab bar.

**Caution: This product is for indoor and temporary use only. Packaging and small parts can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep this product away from babies and children.**

Si Jack ne colle plus adéquatement, suivre les étapes suivantes:

1. Laver la ventouse dans l'eau savonneuse et rincer à l'eau courante.
2. Laisser la ventouse sécher à l'air libre ou avec un sèche-à cheveux.
3. Une fois complètement sec, Jack est maintenant prêt à être utilisé à nouveau!

Le soutien envisagé s'applique lorsque les ventouses sont installées dans des conditions idéales et d'une façon responsable et raisonnable. KEGO Corporation n'est pas responsable de tout dommage résultant de l'utilisation ou d'une mauvaise utilisation du produit. Ne pas surcharger ou tirer du façon excessive. Ne pas utiliser comme barre de soutien.

**Attention: Ce produit est réservé à l'usage intérieur et temporaire. L'emballage et les petites pièces de plastiques peuvent être dangereux. Pour éviter le danger de suffocation, ne pas laisser ce produit à la portée des bébés ni des enfants**

Si Jack no se pega correctamente, siga estos pasos:

1. Lave la ventosa en agua con jabón líquido suave y enjuague con agua corriente.
2. Deje que la ventosa se seque al aire o utilice un secador de pelo.
3. Una vez completamente seco, Jack está listo para ser utilizado de nuevo!

El soporte deseado se aplica a las ventosas instaladas en condiciones ideales y debe ser de una manera responsable y razonable. La capacidad de succión varía de superficie a superficie. KEGO Corporation no se hace responsable de los daños resultantes del uso o mal uso del producto. No sobrecargue ni tire demasiado. No lo use como una barra de agarre.

**Precaución: Este producto es para uso en interiores y temporales solamente. El embalaje y piezas pequeñas pueden ser peligrosas. Para evitar el peligro de asfixia, mantenga este producto lejos de bebés y niños.**

Learn More  
 Apprendre encore plus  
 Aprenda más



**CPAPology**  
 www.cpapology.com  
 info@cpapology.com